



BOW MEDICAL

— EDITEUR DE LOGICIELS —

Anesthésie

SOMMAIRE

- SALLE D'INTERVENTION – (SI)
 - Démarrage
 - Feuille d'Ouverture de Salle
 - Sélection du patient
 - Sélection du dossier
 - La feuille d'anesthésie : présentation
 - La feuille d'anesthésie : saisie des actes / Evènements
 - Sortie de salle

- SALLE DE SURVEILLANCE POST INTERVENTIONNELLE (Salle de Réveil) – (SR)
 - Démarrage
 - Feuille d'Ouverture de Salle
 - Sélection du patient
 - Sélection du dossier
 - La feuille d'anesthésie : présentation
 - La feuille d'anesthésie : saisie des actes / Evènements
 - Clôture du dossier

- Génération d'un COMPTE RENDU D'ANESTHESIE

SALLE D'INTERVENTION

(S.I.)



DEMARRAGE



FEUILLE D'OUVERTURE DE SALLE

Proposition de renseigner la feuille d'ouverture de salle

Feuille ouverture

Service : Service Anesthésie
Bloc : Bloc opératoire
Salle : Consultation

Date : 02/03/2020 - 13:06:06

Register _____
Page _____

☒ Cocher tout

- BRANCHER SOURCES

- ☐ Brancher l'oxygène, le protoxyde d'azote, l'air, le vide, l'électricité, le monitoring sur veille.
- ☐ Mettre l'interrupteur général sur "ON", le débit d'O₂ attendu 150 ml/min.
- ☐ Vérifier le fonctionnement de l'aspiration (local, vide, sondes).
- ☐ Présence d'une bouteille d'oxygène de secours. Etat de remplissage (> 200 bar).
- ☐ Etalonner la cellule d'oxygène du ventilateur.
- ☐ Vérifier la présence de chaux et le blocage du canister.
- ☐ Brancher le vaporisateur chauffant (selon le protocole anesthésique retenu).

CIRCUIT D'INDUCTION : BALLON D'INDUCTION, VALVE ET MASQUE

- ☐ Régler les gaz frais vers le circuit d'induction, vérifier l'étanchéité.

CIRCUIT MANUEL : GAZ FRAIS VERS LE BALLON "MACHINE"

- ☐ Régler les gaz frais vers le circuit d'induction, ajuster la valve APL à cette valeur.

CIRCUIT VC : DIRIGER LES GAZ FRAIS VERS LE SOUFFLET

- ☐ Vérifier la montée en pression. Quand la pression > 30 cm H₂O, ajuster la valve APL à cette valeur.
- ☐ Fermer le débit de gaz. Si le ballon ne se dégonfle pas : Fuite < 150 ml/min.

DIVERS

- ☐ Couper les gaz frais. Si le soufflet ne descend pas : Fuite < 150 ml/min.
- ☐ Mettre la machine en marche, vérifier le déplacement du soufflet.

EVAPORATEUR

- ☐ Préparer un ballon autoremplisseur et de sa valve unidirectionnelle.
- ☐ Présence du matériel d'intubation : sondes, masques, filtres antibactériens.
- ☐ Présence d'un laryngoscope fonctionnel et de lames adaptées.

MONTAGE

- ☐ Vérifier le remplissage, la limpidité de la solution, la connexion, la rotation de la bague.

VÉRIFIER LE BLOC DEBITMETRIQUE (ROBINET 3 VOIES)



- ☐ Tester l'alarme de manque d'oxygène : Ouvrir l'oxygène et le N₂O à fond. Vérifier le ratio O₂/N₂O.
- ☐ Débrancher le tuyau d'O₂. Vérifier l'arrêt de l'administration du N₂O et l'émission sonore.
- ☐ Rebrancher l'O₂, vérifier l'oxygène rapide.
- ☐ Vérifier le fonctionnement des 3 gaz.
- ☐ Vérifier la pression d'alimentation des 3 gaz.
- ☐ Permuter sur air, vérifier le fonctionnement débit litre.

Vérifié par : SYSDIANE Mot de passe : _____

Validé par : _____ Mot de passe : _____

☐ Prendre en charge la responsabilité de l'anesthésie

SELECTION DU PATIENT



RECHERCHE via :

- La date de naissance
- ou
- L'IPP
- ou
- Les premières lettres du nom de famille

SELECTION DU DOSSIER

Sélection du dossier du patient : TEST Abcde - 04/03/1950

Démarrer Ce dossier

Visualiser Dossier

Nouvelle Intervention

Nouvelle Consultation

Fiche Inter Patient

CCAMCIM10

Feuille Ouverture

Annuler

	Bloc	Date Interv	Date Consult	Type Interv Prévue	Chirurgien(s)	Etat dossier
DIA	Bloc opératoire	10/03/2020	04/03/2020	Colectomie droite	CASSIS Philippe	Non réalisée

1 Dossier(s) trouvé(s)

Sélection du dossier du patient : CRÉPIN LARDEUR Juliette - 18/09/1972

Démarrer Ce dossier

Visualiser Dossier

Nouvelle Intervention

Nouvelle Consultation

Fiche Inter Patient

CCAMCIM10

Feuille Ouverture

Annuler

	Bloc	Date Interv	Date Consult	Type Interv Prévue	Chirurgien(s)	Etat dossier
DIA	Bloc chirurgie	18/03/2020	04/02/2020	Dilatation coronarienne avec pose de stent	CHIR. Jean	Non réalisée
DIA	Anesthésie	23/06/2008	22/06/2008	Septorhinoplastie	CHIR. Léa	Terminée
DIA	Anesthésie	20/09/2005	19/09/2005	Endoscopie digestive Echoendoscopie voie haute	CHIR. Alex	Terminée

3 Dossier(s) trouvé(s)

Statut du dossier

Ouverture possible d'un dossier à une date différente de celle prévue...
(report de l'intervention...)

?

L'intervention est prévue pour le 10/03/2020
Quelle action souhaitez-vous effectuer ?


Démarrer

☒ Créer un nouveau dossier

Annuler

4.7.4.1

SELECTION DU DOSSIER



LA FEUILLE D'ANESTHESIE : Présentation

Zone d'informations

Visual - Consultation - <PATIENTNOMPATRO> <PATIENTNOMMARIT> (né(e) le <PATIENTDATENAISS>) - Utilisateur: SYSTEM Diane - Responsable: - Version: 4.7.4.1

Aucun dossier chargé

SURVEILLANCE

Evénements | Doses Boisson | Rôle de soin | Consultation | Documents | Configuration | Aide

Top | Commentaire | Balance | Modificateurs CCAM | Evt simple | 1ère incs | Fermeture | Intub | Extub | Packing Pose | Packing Retrait | Clampage | Déclampage | SM Install | SM Induc | SM Sortie

SM Greffe | SM Amygdales | SM VG | SM AG / Crush | SM ALR Périmérique | SM RA (RachiAnesthésie) | SM APD Péridurale | Diprivan | Nubain | Balance liquidienne | Produits sanguins

Enregistrer | Annuler

Médicaments / Balance liquidienne | Personnels

Patient | Paramètres | Personnels

Nom: | Nom Marit: | Prénoms: | ?? ans | cm | kg | Grp Sang: Rh: | ASA: | Mallampati: | BSA: | BMI:

Intervention

lun. 2 mars 2020 13:02:59

Echelle

Anesthésie

PNi | SpO2 | PNi1 | PNi2 | PNi3 | PNi4

Allergies

Chronos

Evénements

02/03 - 12:00

12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00

FC(ecg) | O2 | CO2 | Fc(ecg) | Fc(SpO2) | CO2 | PNI | EVA CORMACK Glasgow | Fc(ecg) | Fc(SpO2) | PNI1 | PNI2 | PNI3 | PNI4 | SpO2

Entrées / Sorties (médicaments, diuresis, pertes sanguines)

Zone de boutons

Zones de graphiques (récupération de données principalement)

LA FEUILLE D'ANESTHESIE - Présentation

Patient		Paramètres		Personnels	
Nom CREPIN					
Nom Marit. LARDEUR					
Prénom Juliette 46 ans					
175	cm	56	kg	F	
Grp Sang / Rh AB +					
ASA 2 Mallampati 1					
BSA 1,64 BMI 18,29					
Intervention 1					
Dilatation coronarienne avec pose de stent					
Anesthésie 1					
Anesthésie Générale (AG) Induction par voie IV					
Allergies					
Chronos					

Informations Patient issues de la consultation

Chronos

Patient		Paramètres		Personnels	
Nom					
Nom Marit.					
Prénom ?? ans					
	cm		kg		
Grp Sang / Rh					
ASA Mallampati					
BSA BMI					
Intervention					
Anesthésie					
Allergies					
Chronos					

Paramètres mesurés sur le patient

Patient		Paramètres		Personnels	
Paramètres physiologiques - du 23/08/19 à 14:55 - au 23/08/19 à 17:05					
Donnée manuelle					
Poids : 56					
SimulateurCOM 4					
Fc : 124,7					
Fc(SpO2) : 118					
Fr(Respi) : 82,6					
O2e : 44,2					
O2i : 47,5					
PNI : 27					
PNIid : 75					
: 101					
: 125					
98					
26,6					
Résultats de laboratoire					
Chronos					

Résultats Laboratoire

Patient		Paramètres		Personnels	
PERSONNEL DU JOUR					
PERSONNEL DU JOUR					
Anesthésiste					
ANESTH Luc 15:38:22 (R)					
Chirurgien					
CHIR Jean 15:38:22					
Autre personnel médical					
Changer d'utilisateur					
Désigner/Valider Responsable					
Responsable de l'anesthésie : Luc ANESTH					
Chronos					

Personnel présent en salle

LA FEUILLE D'ANESTHESIE - Présentation

Bandeau supérieur permanent mentionant
« NOM, PRENOM, Age, poids, taille, poids theorique et allergie (au survol)



ALLERGIES:	
Triméthoprim Laryngospasme / Bronchospasme	
Aide	Consulter




LA FEUILLE D'ANESTHESIE - Présentation

Zone de boutons : permet d'avoir en accès rapide les actions principales




LA FEUILLE D'ANESTHESIE - Présentation

Zone graphique : visualisation du déroulé de l'intervention de façon graphique et numérique à l'identique de la feuille papier (zone configurable)



LA FEUILLE D'ANESTHESIE : Saisie

Zone d'informations patient




Entrées / Sorties (médicaments, diureses, pertes sanguines)

Zone de boutons

Zones de graphiques (récupération de données principalement)


LA FEUILLE D'ANESTHESIE – Saisie

Pour les actions récurrentes : accès rapide « bouton »





LA FEUILLE D'ANESTHESIE – Saisie

Pour les actions récurrentes : accès rapide « bouton »



démarrage de chronomètre qui amène l'action de clôture de l'évènement en accès rapide



LA FEUILLE D'ANESTHESIE – Saisie

Pour les séries d'actes : utilisations de « Saisies Multiples », soit pour une séquence complète

SM Installation

☒ Anesthésie	Arrivée du patient - Début de prise	Unique	15:45:37	Heure actuelle
☒ Installation	Installation sur table	Unique	15:46:37	Heure actuelle
☒ Position	Position Décubitus dorsal - Bras en c	Unique	15:46:37	Heure actuelle
☐ Réchauffement	Couverture chauffante à air pulsé	Unique	15:47:37	Heure actuelle

☐ Conserver cette saisie multiple

15:45:45
15:45:37 Touche Ctrl : décale l'horaire de l'item choisi et les suivants.

SM Position sur table

☐ Position	Position Genu-pectorale	Unique	09:37:27	Heure actuelle
☐ Auscultation pulmonaire	Auscultation pulmonaire claire et syr	Unique	09:37:27	Heure actuelle
☐ Environnements Patient	Points d'appui vérifiés	Unique	09:37:27	Heure actuelle
☐ Environnements Patient	Globes oculaires vérifiés	Unique	09:37:27	Heure actuelle
☐ Position	Installation chirurgicale	Unique	09:37:27	Heure actuelle
☐ Billot	Billot Mise en place	Unique	09:37:27	Heure actuelle
☐ Billot	Billot Fin	Unique	09:37:27	Heure actuelle

☐ Conserver cette saisie multiple

09:37:34
09:37:27 Touche Ctrl : décale l'horaire de l'item choisi et les suivants.

LA FEUILLE D'ANESTHESIE – Saisie

SM AG / IOT

☒ Anesthésie	Arrivée du patient - Début de prise	Unique	09:34:34	Heure actuelle	
☒ Monitoring	ECG 3 branches, PNI, SpO2	Unique	09:35:34	Heure actuelle	
☒ Perfusion	Patient perfusé en salle d'opération	Unique	09:38:34	Heure actuelle	
☒ Voie Veineuse Périphérique	Voie Veineuse Périphérique (VVP) m	Unique	09:38:34	Heure actuelle	
☒ Cathlon	Indéterminé	Unique	09:38:34	Heure actuelle	
☒ SOLUTES	Ringer	IV PERF - 1000 ml	Unique	09:38:34	Heure actuelle
☒ Anesthésie	Pré-oxygénation	Unique	09:40:34	Heure actuelle	
☒ Masque facial	O4	Unique	09:40:34	Heure actuelle	
☒ Induction	Indéterminé	Unique	09:42:34	Heure actuelle	
☒ ANALGESIQUES	Sufentanil	IVD - 20 µg	Unique	09:42:34	Heure actuelle
☒ HYPNOTIQUES	Propofol	IVD - 200 mg	Unique	09:44:34	Heure actuelle
☐ Canule de Guedel	2 Verte	Unique	09:45:34	Heure actuelle	
☐ Type de ventilation	Ventilation assistée	Unique	09:46:34	Heure actuelle	
☐ CURARES	Atracrium (Tracrium)	IVD - 30 mg	Unique	09:46:34	Heure actuelle
☒ Anesthésie	Laryngoscopie	Unique	09:48:34	Heure actuelle	
☒ Lame laryngoscope	Mac Intosh 4 Métal UU	Unique	09:48:34	Heure actuelle	
☒ Scores	CORMACK	Unique	09:49:34	Heure actuelle	
☐ Détail de l'intubation	Appui glottique	Unique	09:48:34	Heure actuelle	
☒ Détail de l'intubation	Intubation facile	Unique	09:49:34	Heure actuelle	
☐ INTUBATION	Intubation difficile non prévue	Unique	09:50:34	Heure actuelle	
☒ Auscultation pulmonaire	Auscultation pulmonaire claire et syr	Unique	09:50:34	Heure actuelle	
☒ Anesthésie	Protection - Fermeture oculaire	Unique	09:50:34	Heure actuelle	
☐ ANTIBIOTIQUES		Indéterminé	Unique	09:50:34	Heure actuelle
☒ Anesthésie	Prêt pour chirurgien	Unique	09:58:34	Heure actuelle	
☒ Chirurgie	Acte Début	Unique	09:59:34	Heure actuelle	

☒ OK ☒ OK et poursuivre avec...
☐ Conserver cette saisie multiple

09:46:35
09:38:34

Touche Ctrl : décale l'horaire de l'item choisi et les suivants.

Curseur pour définir l'heure de départ


LA FEUILLE D'ANESTHESIE – Saisie

The screenshot shows the 'Médicaments / Balance liquidienne' window. The top bar has tabs for 'Personnels', 'Médicaments', and 'Balance liquidienne'. Below the tabs are three tables:

- SUFENTANIL**: 20 µg IVD
- PROPOFOL**: 200 mg IVD
- RINGER**: 1000 ml IV PERF

A right-click context menu is open over the 'RINGER' row, listing options: Propofol, Fermer le menu, AIVOC CEREB, AIVOC PLASMA, IVD, SAP, SAP 5 mg/ml, SAP 10 mg/ml, SAP 20 mg/ml, Autre posologie..., and Supprimer.

Un clic droit sur la ligne permet de saisir rapidement les doses itératives




LA FEUILLE D'ANESTHESIE – Saisie

Médicaments / Balance liquidienne		Personnels
MÉTHYLPREDNISOLONE	60 mg	60 mg IVD
ONDANSÉTRON (Z)	4 mg	
MIDAZOLAM (HYP)	2 mg	2 mg IVD
PROPOFOL (DIPRN)	35,2 mg	20 mg IVD 3 ml/h - 10 mg/ml SAP
NACL 0,9%	515 ml	500 ml IV PERF 20 ml/h PERF CONTINUE


Les données des pousses-seringue connectés (Primea, Alaris...) seront remontées automatiquement...
et les changements de débit seront incrémentés automatiquement aussi.



LA FEUILLE D'ANESTHESIE – Saisie



Les données des appareils biomédicaux (respirateur, scope, Bis, ANI ...) remontent automatiquement




LA FEUILLE D'ANESTHESIE – Saisie



LA FEUILLE D'ANESTHESIE : Sortie de salle

Sortie de salle

Zone d'informations patient




Entrées / Sorties (médicaments, diureses, pertes sanguines)

Zone de boutons

Zones de graphiques (récupération de données principalement)

SORTIE DE SALLE



Déclenchement de la fermeture du dossier

Rappel des actions non réalisées
(check list, nom des intervenants,
saisie des complications, fermeture
des chronos...)

Êtes-vous sûr(e) de vouloir fermer le dossier ?

Fermer le dossier du patient Bb TEST ?

Il y a 3 avertissement(s) :

- Saisir la feuille d'ouverture
- Signature du médecin responsable
- Saisir l'évènement...

Il reste 2 chronomètre(s) qui n'a(n't) pas été arrêté(s) :

- BLOC OPERATOIRE
- Chirurgie

☐ Terminer tous les chronomètres automatiquement à la fermeture

Choisissez les actions à effectuer pour le dossier

☐ Cloturer le dossier

☒ Transférer : Réveil

Heure de fin d'intervention
10:18:17 06/03/2020

☐ Imprimer le dossier

SALLE DE SURVEILLANCE POST-INTERVENTIONNELLE (S.R.)



DEMARRAGE



« Post-opératoire »

SELECTION DU PATIENT

Sélection d'un patient

Identification

Nom

Prénom

Né(e) le

N° IPP

Séjour

Sexe

☐ M ☐ F

Vitale

RAZ

Nom inconnu

Options de Recherche

☒ Filtres Temporels

☐ Filtres Personnel prévu

☐ Filtres Géographiques

☒ Statut Patient

Présélections

☐ Attendu en Bloc

☒ Attendu en Réveil

☐ Interventions à reprendre

☐ Réveils à reprendre

☐ Interv. terminée aujourd'hui

Rechercher (F9)

Sélectionner

+ Créer Patient


Annuler

Impressions...

IPP :	Nom de naissance	Nom usuel	Prénom	Date nai...	S...	Adresse
DIA 123456567	TEST		Bb	03/03/1...	F	

1 patient(s) trouvé(s)

La présélection permet de ne montrer que les dossiers des patients « attendu en SSPI »



Dossier du patient et confirmation du statut

LA FEUILLE D'ANESTHESIE : Présentation

Zone d'informations

Visual - Consultation - <PATIENTNOMPATRO> <PATIENTNOMMARIT> (né(e) le <PATIENTDATENAISS>) - Utilisateur: SYSTEM Diane - Responsable: - Version: 4.7.4.1

Aucun dossier chargé

SURVEILLANCE

Evénements | Balance | Modificateurs CCAM | Evt simple | 1ère incs | Fermeture | Intub | Extub | Packing Pose | Packing Retrait | Clampage | Déclampage | SM Install | SM Induc | SM Sortie

SM Greffe | SM Amygdales | SM VG | SM AG / Crush | SM ALR Périmérique | SM RA (RachiAnesthésie) | SM APD Péridurale | Driplan | Nubain | Balance liquidienne | Produits sanguins

Enregistrer | Annuler

Médicaments / Balance liquidienne | Personnels

Patient | Paramètres | Personnels

Nom: | Prénom: | ?? ans | cm | kg | Grp Sang: Rh: | ASA: | Mallampati: | BSA: | BMI:

Intervention

lun. 2 mars 2020 13:02:59

Anesthésie

Echelle

PNI | SpO2 | PNIa | PNIb | PNIc | PNId

Allergies

F(ecg) | O2 | CO2 | O2a | CO2a | O2b | CO2b | FIO2

Chronos

Evénements

02/03 - 12:00 | 02/03 - 15:00

12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00


SpO2 PNI F(ecg) CO2 O2 | F(SpO2) CO2 PNI | EVA CORMACK Glasgow | Fc(ecg) Fc(SpO2) PNIa PNIb PNIc SpO2

Entrées / Sorties (médicaments, diureses, pertes sanguines)

Zone de boutons


Zones de graphiques (récupération de données principalement)

LA FEUILLE D'ANESTHESIE - Présentation




LA FEUILLE D'ANESTHESIE - Présentation

Bandeau supérieur permanent mentionnant
« NOM, PRENOM, Age, poids, taille, poids theorique et allergie (au survol) »




LA FEUILLE D'ANESTHESIE - Présentation

Zone de boutons : permet d'avoir en accès rapide les actions principales



LA FEUILLE D'ANESTHESIE : Présentation

Zone graphique : visualisation du déroulé de l'intervention de façon graphique et numérique à l'identique de la feuille papier



LA FEUILLE D'ANESTHESIE : Saisie

Zone d'informations patient

Visual - Consultation - <PATIENTNOMPATRO> <PATIENTNOMMARIT> (né(e) le <PATIENTDATENAISS>) - Utilisateur: SYSTEM Diane - Responsable: - Version: 4.7.4.1

Aucun dossier chargé

SURVEILLANCE

Evénements | Doses Boisson | Rôle de soin | Consultation | Documents | Configuration | Aide

Top | Commentaire | Balance | Modificateurs CCAM | Evt simple | 1ère incs | Fermeture | Intub | Extub | Packing Pose | Packing Retrait | Clampage | Déclampage | SM Install | SM Induc | SM Sortie

SM Greffe | SM Amygdales | SM VG | SM AG / Crush | SM ALR Périmérique | SM RA (RachiAnesthésie) | SM APD Péridurale | Driplan | Nubain | Balance liquidienne | Produits sanguins

Enregistrer | Annuler

Médicaments / Balance liquidienne | Personnels

Patient | Paramètres | Personnels

Nom: | Nom Marit: | Prénoms: | ?? ans | cm | kg | Grp Sang: Rh: | ASA: | Mallampati: | BSA: | BMI:

Intervention

lun. 2 mars 2020 13:02:59

Echelle

PNi | SpO2 | PNi1 | PNi2 | PNi3 | PNi4

Anesthésie

Allergies

Chronos

Evénements

02/03 - 12:00 | 02/03 - 15:00

12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00

SpO2 PNi Fc(ecg) CO2 O2 | Fc(SpO2) CO2 PNi | EVA CORMACK Glasgow | Fc(ecg) Fc(SpO2) PNi1 PNi2 PNi3 PNi4 SpO2

Entrées / Sorties (médicaments, diureses, pertes sanguines)

Zone de boutons

Zones de graphiques (récupération de données principalement)



LA FEUILLE D'ANESTHESIE – Saisie

Pour les actions récurrentes : accès rapide « bouton »

SSPI Arrivée

Arrivée du patient

Clôture de l'évènement démarré par un simple clic droit



LA FEUILLE D'ANESTHESIE – Saisie

Pour les séries d'actes : utilisations de « Saisies Multiples »

SM Installation

☒ Anesthésie Arrivée du patient - Début de prise Unique 15:45:37 Heure actuelle

☒ Installation Installation sur table Unique 15:46:37 Heure actuelle

☒ Position Position

☐ Réchauffement Couvert

☒ OK ☒ OK et poursuivre avec...

☐ Conserver cette saisie multiple

SM Médicaments IVPO

☐ GASTROENTERO Ondansétron (Zophren)

☐ CORTICOIDES Dexaméthasone

☐ GASTROENTERO Droperidol (Droleptan)

☐ GASTROENTERO Métoclopramide (Primperan)

☒ OK ☒ OK et poursuivre avec...

☐ Conserver cette saisie multiple

SM SSPI Antalgiques.

☐ ANESTH LOCAUX	Ropivacaine (Naropéine)	Indéterminé	Unique	12:36:30	Heure actuelle
☐ ANTALGIQUES	Paracétamol	IV PERF - 1000 mg	Unique	12:36:30	Heure actuelle
☐ ANTALGIQUES	Nefopam (Acupan)	IV PERF - 20 mg	Unique	12:36:30	Heure actuelle
☐ ANTALGIQUES	Morfinumate (Nifuril)	Voie rectale - 400 mg	Unique	12:36:30	Heure actuelle
☒ ANTALGIQUES	Kétoprofène (Profenid)	IV PERF - 50 mg	Unique	12:36:30	Heure actuelle
☐ ANTALGIQUES	Nalbuphine (Nubain)	IV PERF - 10 mg	Unique	12:36:30	Heure actuelle
☐ ANTALGIQUES	Tramadol (Topalgic)	IV PERF - 100 mg	Unique	12:36:30	Heure actuelle
☐ HYPNOTIQUES	Kétamine (Ketalar)	IVD - 10 mg	Unique	12:36:30	Heure actuelle
☐ ANTALGIQUES	Chlorhydrate de morphine (Morphin)	IV TITRATION - 3 mg	Unique	12:36:30	Heure actuelle
☐ ANTALGIQUES	Chlorhydrate de morphine (Morphin)	Voie sous-cutanée - 10 mg	Unique	12:36:30	Heure actuelle
☐ ANTALGIQUES	Sulfate de morphine (Actiskenan)	PER OS - 10 mg	Unique	12:36:30	Heure actuelle
☐ ANESTH LOCAUX	Lidocaine (Xylocaine) non adrénaliné	Voie péridurale 10 mg/ml	Unique	12:36:30	Heure actuelle

☒ OK ☒ OK et poursuivre avec...

☐ Conserver cette saisie multiple

12:36:50
12:36:30

☒ Annuler ☒ Annuler et choisir à la place...


Touche Ctrl : décale l'horaire de l'item choisi et les suivants.

LA FEUILLE D'ANESTHESIE – Saisie

Un clic droit sur la ligne permet de noter une dose itérative



LA FEUILLE D'ANESTHESIE – Saisie



Un clic droit sur la ligne permet de saisir rapidement les doses itératives

LA FEUILLE D'ANESTHESIE : Sortie de salle

Sortie de salle

Zone d'informations patient

Visual - Consultation - <PATIENTNOMPATRO> <PATIENTNOMMARIT> (né(e) le <PATIENTDATENAISS>) - Utilisateur: SYSTEM Diane - Responsable: - Version : 4.7.4.1

Aucun dossier chargé

SURVEILLANCE

Evénements

Pres. Des. so. n.

Plan. de so. n.

Consultation

Documents

Configuration

Aide

SM Greffe SM Amygdales SM VG | SM AG / Crush SM ALR Périphérique SM RA (RachiAnesthésie) SM APD Péridurale | Dripran Nubain Balance liquidienne Produits sanguins

Enregistrer Annuler

Médicaments / Balance liquidienne Personnels

Patient Paramètres Personnels

Nom

Nom Marit.

Prénom

cm

Grp Sang / Rh

ASA

Mallampati

BSA

BMI

Intervention

Anesthésie

Allergies

Chronos

Evénements

lun. 2 mars 2020 13:02:59

Echelle

PN1 SpO2

PN1s

PN1m

PN1d

FC(ecg)

O2

CO2

O2e

CO2e

O2i

CO2i

FiO2

02/03 - 12:00

12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00

02/03 - 15:00

SpO2 PNI FC(ecg) CO2 O2

FC(SpO2) CO2 PNI

EVA CORMACK Glasgow

FC(ecg) FC(SpO2) PNIi PNI m PNI s SpO2

Entrées / Sorties (médicaments, diurese, pertes sanguines)

Entrées / Sorties (médicaments, diurese, pertes sanguines)

Zone de boutons

Zones de graphiques (récupération de données principalement)

SORTIE DE SALLE



Déclenchement de la fermeture du dossier

Rappel des actions non réalisées
(check list, signature de sortie de sspi,
saisie de l'EVA, du score de sortie...)

Êtes-vous sûr(e) de vouloir fermer le dossier ?

Fermer le dossier du patient Bb TEST ?

Il y a 2 avertissement(s) :

- Saisir la feuille d'ouverture
- Signer la sortie de réveil

Il reste 1 chronomètre(s) qui n'a(n'ont) pas été arrêté(s) :

- Séjour SSPI

☐ Terminer tous les chronomètres automatiquement à la fermeture

Choisissez les actions à effectuer pour le dossier

☒ Cloturer le dossier

☐ Transférer : Réveil

Heure de sortie de réveil
18:16:16 19/03/2020


☒ Imprimer le dossier

COMPTE RENDU D'ANESTHESIE



COMPTE RENDU D'ANESTHESIE

Nom: TEST Epouse:	Prénom: Bb IPP: 123456567	Date Naiss.: 03/03/1950 Type de chirurgie: Appendicectomie par coelioscopie	Date Bloc: 22/03/2020	Salle: Salle1	Serv. Demand.:
----------------------	------------------------------	--	-----------------------	---------------	----------------



Anesthésiste(s)
- ANESTH Anna

- ANESTH Anna

Chirurgien(s)
- CHIR Alex

11:03	Entrée de INFIRMIER Ugo	6 11:21	Auscultation pulmonaire claire et symétrique	12:24	Sortie de ANESTH Anna
11:03	Entrée de ANESTH Anna	7 11:21	Protection - Fermeture oculaire	12:24	Sortie de CHIR Alex
11:04	Entrée de CHIR Alex	8 11:23	Prêt pour chirurgien	12:24	Sortie de INFIRMIER Ugo
1 11:05	Arrivée du patient - Début de prise en charge	9 11:24	Acte Début	12:24	Sortie de SYSTEM Diane
2 11:06	ECG 3 branches, PNI, SpO2	10 11:25	1ère incision	12:24	Entrée de SYSTEM Diane
11:09	Voie Veineuse Périphérique (VVP) main gauche	11 11:27	Coelioscopie - Début d'insufflation extra-péritonéale	15 12:26	SSPI Arrivée
3 11:09	Patient perfusé en salle d'opération	12 12:19	Coelioscopie - Exsufflation	12:26	Sortie de SYSTEM Diane
4 11:11	Pré-oxygénation	13 12:20	Fermeture	16 12:26	SSPI Sortie
11:12	Entrée de SYSTEM Diane	12:22	Aucune complication survenue en période périopératoire	12:27	Entrée de SYSTEM Diane
5 11:19	Laryngoscopie	14 12:24	Sortie vers la SSPI	17 12:28	SSPI Arrivée
11:20	Intubation facile			18 12:42	SSPI Sortie
				12:43	Sortie de SYSTEM Diane

Evénements

Assistant(s)
- INFIRMIER Ugo

1	5	9	13	17
2	6	10	14	18
3	7	11	15	
4	8		16	

COMPTE RENDU D'ANESTHESIE



Intervention
Début : 11:12
Fin : 12:27
Arrivée SSPI : 12:27
Sortie SSPI : 12:43

Matériel en bloc
Vérifié par :
Validé par :

Matériel en réveil
Vérifié par :

**Autorisation de sortie
signée par :**

le

Responsable
Anna ANESTH
11:03 - 12:24
Diane SYSTEM
11:12 - 12:24
Diane SYSTEM
12:24 - 12:26
Diane SYSTEM
12:27 - 12:43

MERCI de votre ATTENTION



SOMMAIRE

- SALLE D'INTERVENTION – (SI)
 - Démarrage
 - Feuille d'Ouverture de Salle
 - Sélection du patient
 - Sélection du dossier
 - La feuille d'anesthésie : présentation
 - La feuille d'anesthésie : saisie des actes / Evènements
 - Sortie de salle

- SALLE DE SURVEILLANCE POST INTERVENTIONNELLE (Salle de Réveil) – (SR)
 - Démarrage
 - Feuille d'Ouverture de Salle
 - Sélection du patient
 - Sélection du dossier
 - La feuille d'anesthésie : présentation
 - La feuille d'anesthésie : saisie des actes / Evènements
 - Clôture du dossier

- Génération d'un COMPTE RENDU D'ANESTHESIE