



BOW MEDICAL

— EDITEUR DE LOGICIELS —

Support de Formation

Configuration Utilisateurs

Plan de présentation

- ❑ Le portail DIANE

- ❑ Gestion des profils utilisateurs
 - Création d'un nouvel utilisateur
 - Gestion des droits

- ❑ Gestion de l'arborescence structurelle
 - Création d'une nouvelle entité
 - Positionner un ordinateur dans l'arborescence

Le portail DIANE

The screenshot displays the DIANE portal interface. At the top, the logo "DIANE" is prominently featured, with the tagline "Une marque de BOW MEDICAL" underneath. The version number "4.7" is visible in the top right corner. A welcome message reads: "Bienvenue dans le système de gestion des applicatifs de la suite logiciel Diane. Veuillez choisir l'application ou l'action spéciale désirée ...".

The interface is organized into several sections:


- Left Column (Applications):** Includes "Rendez-vous", "Consultation", "Obstétrique", "Comptabilité", "Config. utilisateurs", "Config. application", "Dianeprint", "Changer de Mdp", "Verrouiller Diane", and "Quitter".
- Middle Column (Tools/Services):** Includes "Per opérateur", "Liste des patients", "CCAM/Cim10", "Impressions/Verrous", "Outil de fusion", "Outil de requêtes", "Messagerie", "Télémaintenance", "Diane Manager", and "A propos".
- Right Column (User Information):** Titled "Connexion", it shows user details: "Identifiant:" (masked), "Nom/Prénom:" (masked), "Rôle: Non médical", "Catégorie: Administrateurs", and "Etat de connexion: normal". Under "Localisation", it lists "Poste:" (masked), "Salle: Salle1 (Bloc)", "Bloc: Bloc opératoire", and "Service: Service Anesthésie".

At the bottom right, there is a button for "Enquête de satisfaction...".

Le portail DIANE

Partie gauche

- Consultation
- Per-opérateur
- Configuration Utilisateurs
- Configuration Application
- Télémaintenance
- Diane Manager



Le portail DIANE

Partie droite

- Qui est connecté
- Où est positionné l'ordinateur dans l'arborescence


The screenshot displays the 'Portail Diane' interface. At the top, the logo 'DIANE' is shown with the tagline 'Une marque de BOW MEDICAL'. The version number '4.7' is in the top right corner. Below the logo, a welcome message reads: 'Bienvenue dans le système de gestion des applicatifs de la suite logiciel Diane. Veuillez choisir l'application ou l'action spéciale désirée ...'. The interface is divided into several sections:

- Left Column:** A vertical list of application icons and labels: 'Rendez-vous', 'Consultation', 'Obstétrique', 'Comptabilité', 'Config. utilisateurs', 'Config. application', 'Dianeprint', 'Changer de Mdp', 'Verrouiller Diane', and 'Quitter'.
- Middle Column:** A vertical list of application icons and labels: 'Per opératoire', 'Liste des patients', 'CCAM/Cim10', 'Impressions/Verrous', 'Outil de fusion', 'Outil de requêtes', 'Messagerie', 'Télémaintenance', and 'Diane Manager'.
- Right Column:** A vertical list of application icons and labels: 'Information', 'Activité', and 'Saisie rapide...'. Below this is a 'Connexion' panel showing user details: 'Identifiant:', 'Nom/Prénom:', 'Rôle: Non médical', 'Catégorie: Administrateurs', 'Etat de connexion: normal', and 'Localisation' (Poste, Salle, Bloc, Service).
- Bottom:** A button labeled 'Enquête de satisfaction...'.

Le portail DIANE

Accès à la configuration des utilisateurs

- Gestion des profils utilisateurs
- Création ou import des nouveaux utilisateurs
- Gestion des droits des utilisateurs
- Gestion de l'arborescence structurelle
- Gestion des ordinateurs



Gestion des profils utilisateurs



Portail gestion des utilisateurs

Configuration des utilisateurs

Aide Quitter

+ Création Imports Exports

Hôpital

Administrateurs
 Réanimateurs
 Référents
 ANESTH Demo
 ANESTH HAMANTS Sébastien
 ANESTH Luc
 OBST Didier
 ADMINISTRATEUR Diane
 EMED Interface
 SYSTEM Diane
 BOQUET Matthieu
 Anesthésistes
 Cardio-pompistes
 Chirurgiens
 Gynécologue-obstétricien
 Iade
 Infirmiers
 KINE
 Pharmaciens
 Psychologue
 Pédiatre
 Sage Femme
 Secrétaires
 TEST
 Utilisateurs non classés
 Utilisateurs supprimés

Propriétés

Nom : ANESTH Prénom : Luc Rôle : Anesthésiste
 Identifiant : LUC Mot de passe (6 cars. min) : **** Confirmation :
 Numéro ADELI : 987654321 Id RPPS : 98765432109 CPS : 9876543210
 Signature... Identifiant externe : ID:Ambucare=ambucare|[MOP:Ambucare= <*****>|]
 Adresse mail : Titre :
 Médecin senior depuis/prévu le : 27/07/2004 Appliquer date du jour Supprimer date QRCode Diane...
 Compte désactivé à partir du : 16/11/2020 Enregistrer Annuler

Droits logiciels Droits applicatifs Droits administratifs

Accès aux modules Diane

- Diane (Page d'accueil)
- Consultation (module de consultation pré-anesthésique)
- Visual / Per-opératoire
- Visual / Post-opératoire
- DianePrint
- Diane Réanimation (portail de réanimation)
- Diane Obstétrique

- RDV (Gestion des rendez-vous)
- DiaCompta (Module de comptabilité)
- CCAM / CIM10 (Gestion des codes CIM10/CCAM)
- MAImpressions (Gestion des impressions et des verrous)
- Requêtes (Interrogation de la base de données Diane)
- FusionDossier (Fusion des dossiers en double)
- DiaMessagerie (Messagerie inter-postes)

- Configuration (Configuration des listes)
- UserConfig (Configuration des utilisateurs)

Fenêtre de sélection de patient

- Changer de site dans les filtres de recherche
- Visualiser un dossier d'un autre secteur (concerne Visual et la Consultation)


Création d'un nouvel utilisateur


Création d'un nouvel utilisateur


Prérequis :

- Accessible uniquement avec un **compte administrateur / référent**
- **Ne doit pas** être utilisé pour les centres se servant d'une **interface LDAP**
(de l'annuaire Active Directory)
- Nécessaire pour créer un nouveau compte référent (compte différent du compte utilisateur)

Création d'un nouvel utilisateur



- Sélection de la catégorie
- Cliquer sur « *création d'un nouvel utilisateur* »
- Compléter les différents champs :
 - Nom Prénom
 - Rôle
 - Identifiant (= identifiant de connexion)
 - Mot de passe (à saisir 2 fois)
- Possibilité de renseigner le N° Adeli et le N° RPPS
- Enregistrer 



Création d'un nouvel utilisateur

Propriétés

Nom : Prénom : Rôle :

Identifiant : Mot de passe (6 cars. min) : Confirmation :

Numéro ADELI : Id RPPS : CPS :

Signature... Identifiant externe :

Adresse mail : Titre :

Médecin senior depuis/prévu le : Appliquer date du jour Supprimer date QRCode Diane...

Compte désactivé à partir du :

Rôle :

Confirmation :

CPS :

Titre :

- Anesthésiste
- Chirurgien
- Inf. anesthésiste
- Médical
- Non médical
- Réanimateur
- Infirmier
- Aide soignant
- Obstétricien
- Sage-Femme
- Gynécologue
- Pédiatre
- Anesth. réanimateur

Ces rôles sont utilisés pour :

- gérer les droits dans l'application
- référencer le personnel dans les listings des personnes responsables

Création d'un nouvel utilisateur



Rôle :

Confirmation : Anesthésiste
Chirurgien

CPS : Inf. anesthésiste
Médical
Non médical
Réanimateur

Titre : Infirmier
Aide soignant
Obstétricien
Sage-Femme
Gynécologue
Pédiatre
Anesth. réanimateur

Paramétrage des profils en Réanimation (uniquement) :

Réanimateur / Infirmier / Aide-soignant


Paramétrage des profils en Anesthésie (uniquement) :

Anesthésiste / Inf. anesthésiste / Médical




Le profil "médical" est historique, c'est dans cette catégorie que seront référencés les infirmiers de SSPI (évolution en cours)

Création d'un nouvel utilisateur




Paramétrage d'une signature via le bouton **SIGNATURE**, puis via **Importer** ou copier/coller de texte ou image



Cette signature pourra être directement intégrée aux courriers configurés

Gestion des profils utilisateurs



Au clic droit, il est possible :

- **Supprimer** un profil utilisateur : Il sera désactivé et conservé dans la catégorie **Utilisateurs supprimés**. Il peut être activé de nouveau au glisser-déposer dans une catégorie.

- **Créer un profil** : c'est-à-dire appliquer une roue crantée à une catégorie ou un utilisateur en particulier pour lui appliquer des droits spécifiques.

- **Supprimer un profil** : c'est-à-dire ne plus appliquer une configuration spécifique à la catégorie ou l'utilisateur sectionné.

- **Couper/Coller** : afin de coller le profil utilisateur dans une autre catégorie (alternative au glisser déposer)

Gestion des droits

Gestion des droits

The screenshot displays the 'Configuration des utilisateurs' (User Configuration) window. The interface is divided into several sections:

- Left Panel (Tree View):** Lists various user roles and departments, including Administrateurs, Réanimateurs, Référents, ANESTH Demo, ANESTH HAMANTS Sébastien, ANESTH Luc, OBST Didier, ADMINISTRATEUR Diane, EMED Interface, SYSTEM Diane, BOQUET Matthieu, Anesthésistes (selected), Cardio-pompistes, Chirurgiens, Gynécologue-obstétricien, Iade, Infirmiers, KINE, Pharmaciens, Psychologue, Pédiatre, Sage Femme, Secrétaires, TEST, Utilisateurs non classés, and Utilisateurs supprimés.
- Top Bar:** Contains menu options: Aide, Quitter, Création, Imports, and Exports.
- Properties Section (Propriétés):**
 - Field: Nom : Anesthésistes
 - Checkbox: Définir comme profil Invité pour Active Directory / Interfaces intégration utilisateurs
 - Field: Rôle par défaut pour ce profil: Anesthésiste
 - Buttons: Enregistrer (green), Annuler (red X)
- Permissions Section (Droits logiciels):**
 - Sub-sections: Droits applicatifs (checked), Droits administratifs.
 - Section: Accès aux modules Diane
 - Diane (Page d'accueil)
 - Consultation (module de consultation pré-anesthésique)
 - Visual / Pré-opérateur
 - Visual / Post-opérateur
 - DianePrint
 - Diane Réanimation (portail de réanimation)
 - Diane Obstétrique
 - Section: RDV (Gestion des rendez-vous)
 - DiaCompta (Module de comptabilité)
 - CCAM / CIM10 (Gestion des codes CIM10/CCAM)
 - MAIImpressions (Gestion des impressions et des verrous)
 - Requêtes (Interrogation de la base de données Diane)
 - FusionDossier (Fusion des dossiers en doublon)
 - DiaMessagerie (Messagerie inter-postes)
 - Section: Fenêtre de sélection de patient
 - Changer de site dans les filtres de recherche
 - Visualiser un dossier d'un autre secteur (concerne Visual et la Consultation)
- Bottom Bar:** Contains buttons: Cocher tout, Enregistrer, Annuler.

Gestion des droits

Les droits sont classés selon trois catégories :

- Droits logiciels
- Droits applicatifs
- Droits administratifs

VIGILANCE

Ces droits **permettent un fonctionnement cohérent de l'application.**

Les modifications doivent être réalisées avec précaution !

Gestion des droits

- **Droits logiciels**

Ils permettent de **conditionner le lancement des différents modules.**

Sont liés d'une part aux **licences en place sur la structure**, mais aussi aux **droits donnés selon le profil utilisateur.**

Exemple : accès au module CCAM/CIM 10 aux médecins et pas aux paramédicaux.







D Droits logiciels	Droits applicatifs	Droits administratifs
Accès aux modules Diane		
<input checked="" type="checkbox"/>	Diane (Page d'accueil)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Consultation (module de consultation pré-anesthésique)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Visual / Per-opératoire	
<input checked="" type="checkbox"/>	Visual / Post-opératoire	
<input checked="" type="checkbox"/>	DianePrint	
<input checked="" type="checkbox"/>	Diane Réanimation (portail de réanimation)	
<input type="checkbox"/>	Diane Obstétrique	
<input checked="" type="checkbox"/>	RDV (Gestion des rendez-vous)	
<input checked="" type="checkbox"/>	DiaCompta (Module de comptabilité)	
<input checked="" type="checkbox"/>	CCAM / CIM10 (Gestion des codes CIM10/CCAM)	
<input checked="" type="checkbox"/>	MAJImpressions (Gestion des impressions et des verrous)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Requêtes (Interrogation de la base de données Diane)	
<input checked="" type="checkbox"/>	FusionDossier (Fusion des dossiers en doublon)	
<input checked="" type="checkbox"/>	DiaMessagerie (Messagerie inter-postes)	
<input type="checkbox"/>	Configuration (Configuration des listes)	
<input type="checkbox"/>	UserConfig (Configuration des utilisateurs)	
Fenêtre de sélection de patient		
<input checked="" type="checkbox"/>	Changer de site dans les filtres de recherche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Visualiser un dossier d'un autre secteur (concerne Visual et la Consultation)	

Gestion des droits

- **Droits applicatifs**

Ils permettent de **gérer les actions possibles** dans les différents modules.

Exemple : modification d'un dossier clôturé désactivé par défaut pour les utilisateurs

 Droits logiciels	 Droits applicatifs	 Droits administratifs
 Consultation		
<input checked="" type="checkbox"/> Créer un patient (modification des données administratives seules)		
<input checked="" type="checkbox"/> Visualiser un dossier		
<input checked="" type="checkbox"/> Créer/Modifier un dossier		
<input type="checkbox"/> Modifier un dossier clôturé		
<input checked="" type="checkbox"/> Imprimer un dossier		
<input checked="" type="checkbox"/> Imprimer les prémédications		
<input checked="" type="checkbox"/> Imprimer l'ordonnance de bilans		
 RDV		
<input checked="" type="checkbox"/> Créer/Modifier des rendez-vous		
 Visual / Liste des patients / DianeObst		
<input checked="" type="checkbox"/> Créer un dossier en bloc		
<input checked="" type="checkbox"/> Créer un dossier en réveil		
<input checked="" type="checkbox"/> Créer un dossier en induction		
<input checked="" type="checkbox"/> Réaliser une reprise en bloc		
<input checked="" type="checkbox"/> Réaliser une reprise en réveil		
<input checked="" type="checkbox"/> Réaliser une reprise en induction		
<input checked="" type="checkbox"/> Visualiser un dossier		
<input checked="" type="checkbox"/> Créer ou modifier un dossier en ambulatoire		

- **Droits administratifs**

Ils permettent de **restreindre les droits des référents** sur certains points.


*Exemple : Un référent n'a pas d'accès au paramétrage du module de **CONSULTATION***

Droits logiciels	Droits applicatifs	Droits administratifs
Droits de modification des listes complètes (listes sur la droite dans l'application Configuration)		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Listes de CONSULTATION
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Listes des EVENEMENTS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Listes des MEDICAMENTS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Listes des CHRONOMETRES
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Listes des EXAMENS et des BILANS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Listes des SAISIES MULTIPLES
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Listes de CONDITIONS et DUREE
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Listes des PROTOCOLES
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Liste des favoris de prescription
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Listes des SAISIES AVANCEES
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Listes des DRIVERS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Listes de VISUAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Listes des FOSOS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Listes des LETTRES TYPE
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Listes des RESSOURCES
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Listes des PARAMETRAGES
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Listes des RESULTATS DE LABORATOIRE
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Configurer l'apparence (se fait via l'outil de configuration des listes)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Liste des INTELLIGENCES
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Créer un bouton pour Visual
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Liste des correspondants
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Liste des éléments de soin
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> DROITS ADMINISTRATEUR

Gestion des droits

Modifier des droits :

- 1 Sélection du profil (avec roue crantée uniquement)
- 2 Cocher/Décocher les droits à attribuer/retirer
- 3 Enregistrer via le bouton situé en bas à droite



Gestion de l'arborescence structurelle



Arborescence structurelle

Permet de :

- Construire la **structure de l'hôpital**
- Appliquer des **configurations différentes par localisation**

Arborescence structurelle



Permet de basculer entre la liste des utilisateurs et la structure de l'hôpital

Configuration des utilisateurs

Aide Quitter

Création Imports Exports

Hôpital

ETABLISSEMENT

- Service Ambulatoire
- Service Anesthésie
- Bloc opératoire
 - ANESTH Anna
 - ANESTH Bignon
 - ANESTH Luc
 - CHIR Alex
 - CHIR Jean
 - CHIR Léa
- MEDECIN Paul
- Service de Réanimation
 - Réanimation
 - Lit 1
 - Lit 1
 - Lit 2
 - Lit 3
 - BOW56
 - Lit 3
 - Lit 4
 - Lit 5
 - Lit 6
 - Lit 7
 - Lit 8
 - Réanimation
 - BOW19-2
 - USC
 - ADMINISTRATEUR Diane
 - SYSTEM Diane
- Service Gyneco-Obstétrique
- Entités supprimées
- Utilisateurs non classés

Propriétés

Nom : Réanimation Identifiant Externe : Couleur [REDACTED] Enregistrer

Type : Salle UF : 920001001 Annuler

Fonction : Réanimation / USC Email : Plan...

Téléphone :

Droits logiciels Droits applicatifs Droits administratifs

Accès aux modules Diane

- Diane (Page d'accueil)
- Consultation (module de consultation pré-anesthésique)
- Visual / Per-opératoire
- Visual / Post-opératoire
- DianePrint
- Diane Réanimation (portail de réanimation)
- Diane Obstétrique

RDV (Gestion des rendez-vous)

- DiaCompta (Module de comptabilité)
- CCAM / CIM10 (Gestion des codes CIM10/CCAM)
- MAImpressions (Gestion des impressions et des verrous)
- Requêtes (Interrogation de la base de données Diane)
- FusionDossier (Fusion des dossiers en double)
- DiaMessagerie (Messagerie inter-postes)


Configuration (Configuration des listes)

- UserConfig (Configuration des utilisateurs)

Fenêtre de sélection de patient

- Changer de site dans les filtres de recherche
- Visualiser un dossier d'un autre secteur (concerne Visual et la Consultation)

Arborescence structurelle



Les types d'entités sont :



Hôpital

Ne pas renommer car lié au nom de la licence 



Service



Bloc



Salle



Lit



Ordinateur

Non utile en pratique, uniquement pour faire des tests

Toujours **respecter cet ordre** pour la création d'entité !

Le nom de notre poste est en gris (*ici Bow11*)

Arborescence structurelle


Les **fonctions des salles** vont induire des **comportements pour l'application**.

Exemple : la salle de réveil permettra l'affichage du composant pour la signature de sortie.

- Les **ordinateurs de consultations** devront se trouver dans des salles ayant pour fonction **CONSULTATION**
- Les ordinateurs **ne fonctionnant qu'en mode miroir** doivent être positionner dans des salles de **SURVEILLANCE**
- les ordinateurs de **réanimation** et de **salle de réveil** devront nécessairement être **affectés à des lits** (un ou plusieurs)

Création d'une nouvelle entité

Création d'une nouvelle entité




Sélectionner le lieu où ajouter une entité

- Cliquer sur **création d'une entité** 
- **Renseigner** les champs : Nom, Type, Fonction, UF
- **Enregistrer** 

Création Imports Exports

Propriétés

Nom : Salle 7 Identifiant Externe : Couleur 

Type : Salle UF :

Fonction : Bloc Email :

Téléphone :

Finess :

Enregistrer Annuler Plan...

Création d'une nouvelle entité

La présence d'un **espace « test » par service** permet de :

- Tester de nouvelles configurations
- Tester de nouveaux paramétrages
- Localiser l'équipe d'assistance de Bow Médical lors des connexions à distances, sans risquer d'interférer sur les salles en utilisations.

Positionner un ordinateur dans l'arborescence

Positionner un ordinateur dans l'arborescence

Positionner un nouvel ordinateur ou **changer** un ordinateur **de place** dans l'arborescence est la même manipulation.

Ne pas créer une entité « Ordinateur » mais positionner son poste au bon endroit.


Prérequis :

- Ne peut se faire qu'à partir du module **configuration utilisateur**
- Pour un nouvel ordinateur : le logiciel **DIANE** doit avoir été **lancé une première fois** afin que l'ordinateur soit **référéncé** dans l'arborescence.


Positionner un ordinateur dans l'arborescence

- **Sélectionner** l'ordinateur dans l'arborescence
- Via un **glisser-déposer** le positionner dans la salle souhaitée :

- Pour une salle d'intervention :



- Pour la réanimation ou la salle de réveil, affecter les lits à l'ordinateur :





BOW MEDICAL

— EDITEUR DE LOGICIELS —

