



BOW MEDICAL

Améliorer et Sécuriser Les Soins Critiques de Demain

A Amiens, le 21/10/2025

Objet : Changement d'heure dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre

Docteur, Professeur, Monsieur, Madame,

Vous êtes utilisateur du logiciel d'aide à la prescription DIANE.

Chaque année en octobre, les horloges de plusieurs pays du monde reculent d'une heure, marquant ainsi le passage à l'heure d'hiver. Le passage à l'heure d'hiver en Europe se fera ainsi dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre 2025 entre 2h et 2h59, entraînant une journée qui dure exceptionnellement 25 heures.

Ce qui peut engendrer des comportements inattendus dans DIANE :

- Planification non appliquée correctement dans le plan de soins puisque ce dernier affiche toujours des journées de 24 heures.
- *Exemple : pour une planification d'une administration 1 fois par heure, il manquera une occurrence sur le plan de soins*
- Durée de perfusion erronée lorsque celle-ci est en cours sur la plage 2h à 3h du matin. Une heure en moins sera comptabilisée dans le plan de soins. La balance liquidienne sera en conséquence, impactée.

Recommandations :

- Nous vous recommandons de planifier ces tâches avant ou après le changement d'heure.
- Pour garantir la cohérence, nous vous déconseillons de planifier des prescriptions entre 2h00 et 2h59. Par conséquent, toute prescription contenant des actions intermédiaires planifiées doit être arrêtée avant le changement d'heure et replanifiée après celui-ci pour éviter toute pertes de données.
- Assurez-vous qu'une documentation appropriée est effectuée pour différencier l'administration de l'heure d'été de celle de l'heure d'hiver.
- Après la fin du changement d'heure, vérifiez le plan de soins actuel du patient. En cas d'erreur, des modifications seront nécessaires au niveau des prescriptions ou des protocoles. Veillez à les modifier en conséquence.
- Les données provenant des appareils biomédicaux enregistrées dans Diane entre 2h et 2h59 seront écrasées par les données reçues de nouveau entre 2h et 2h59 suite au changement d'heure. Une génération de CR temporaire ou l'utilisation d'un dossier d'intervention/réanimation temporaire pendant une heure vous permettra de préserver les premières données.

Pour toutes questions, veuillez contacter le support de BOW MEDICAL au 03.60.03.24.68 ou par courriel à l'adresse contact@bowmedical.com.

Équipe qualité de Bow Medical
materiovigilance@bowmedical.com
43 Avenue d'Italie, 80000 Amiens