

DIANE

A BOW MEDICAL brand

BM-DEV-EN-017 - Release note

Version 4.13.6.2

OS Supportés : Win10, Win11, WinServer2016, WinServer2019, WinServer2022. Vidal API Mini.: 2020.5.3
Vidal API Rec.: 2024.11.00 BCB API Mini.: 20180702

CORRECTIONS

Drivers

DIA-61578 - (Associé au dispositif médical)

Correction d'un problème de récupération de données pour le driver Agilia, module TIVA SP.