

DIANE

A BOW MEDICAL brand

BM-DEV-EN-017 - Release note

Version 4.14.2

OS Supportés : Win10, Win11, WinServer2016, WinServer2019, WinServer2022. Vidal API Mini.: 2020.5.3
Vidal API Rec.: 2024.11.00 BCB API Mini.: 20180702

CORRECTIONS

Desktop client

DKC-49104 - (Associé au dispositif médical)

Correction d'une erreur lors du changement de débit avec une planification manuelle.

DKC-58606 - (Associé au dispositif médical)

Correction de l'affichage des administrations demandées par un médecin dans la liste des soins.

DKC-59786 - (Associé au dispositif médical)

Correction d'un dysfonctionnement sur une saisie de balance liquidienne depuis un élément de soin.

DKC-59932

Correction de l'ouverture du module de requêtes avec une base Access.

DKC-60194 - (Associé au dispositif médical)

Correction du nom de fichier trop long lors de l'export du plan de soin.

DKC-60323 - (Associé au dispositif médical)

Correction d'une erreur à la copie d'un bouton en configuration.

DKC-60740 - (Associé au dispositif médical)

Correction de l'obligation de revalider les prescriptions ciblées et liées à un événement lorsque le poids est un nombre décimal.

DKC-60836 - (Associé au dispositif médical)

La fenêtre permettant de saisir le volume d'un culot vérifie que l'occurrence est toujours disponible avant de faire son action, cela permet d'éviter des erreurs si on impacte l'occurrence via un poste distant.

DKC-60923

Correction de la superposition des ascenseurs dans les pancartes 3

DKC-60982 - (Associé au dispositif médical)

Correction de l'impression des champs de saisie avec liste de référence dans une saisie avancée.

DKC-61079

Remplacement de composants de saisie par des composants plus adaptés dans la fenêtre de configuration des saisies avancées.

DKC-61218

Correction du tri dans le tableau d'affichage des saisies avancées.

DKC-61345

Correction d'une erreur au changement de lit en connexion à distance.

DKC-61376

Correction de l'impossibilité de changer de débit sur les administrations directes lors de l'utilisation de l'affichage amélioré.

DKC-61536

Refonte graphique de la fenêtre de configuration de la recherche de favoris dans le module de configuration.

DKC-61553 - (Associé au dispositif médical)

Correction de plusieurs anomalies résiduelles rendant compliquée en pratique la liaison de perfusions au plan de soins.

DKC-61571

Correction de l'alignement des onglets de la fenêtre du module de configuration lors du redimensionnement.

DKC-61693 - (Associé au dispositif médical)

Correction du regroupement par produit dans la balance liquidienne pour les produits ne faisant pas partie du livret thérapeutique ni des listes de médicaments DIANE.

DKC-61747 - (Associé au dispositif médical)

Correction de la visualisation en lecture seule des saisies avancées depuis le plan de soins.

DKC-61851

Correction du paramétrage des données Diane dans le volet Informations supplémentaires de la liste des patients.

DKC-61908 - (Associé au dispositif médical)

Correction de la fermeture d'une saisie avancée ouverte si le dossier se ferme en arrière-plan.

DKC-61924 - (Associé au dispositif médical)

Suppression du bouton Différentiel inutile et trompeur dans la fenêtre de configuration du livret thérapeutique.

DKC-61955 - (Associé au dispositif médical)

Correction de la disparition de l'historique dans la fenêtre de saisie de formulaires d'éléments de soins.

DKC-61964 - (Associé au dispositif médical)

Correction d'une erreur si une intelligence est déclenchée dans Visual avec plusieurs lits.

DKC-62102 - (Associé au dispositif médical)

Correction d'erreur lorsque le poids du patient est changé depuis un poste distant alors qu'une prescription guidée est ouverte.

DKC-62111 - (Associé au dispositif médical)

Correction de la non prise en compte de la configuration d'affichage des données du dossier lors de la saisie d'un favori via le champ de recherche général.

DKC-62114 - (Associé au dispositif médical)

Correction du champ de recherche des favoris de l'onglet de prescription qui n'affichait pas les favoris ayant plusieurs lignes de prescription.

DKC-62125 - (Associé au dispositif médical)

Correction du comportement de la clé de paramétrage pour retirer les prescriptions terminées dans l'onglet de prescription.

DKC-62146 - (Associé au dispositif médical)

Correction du champ libellé de prescription en lecture seule dans la fenêtre d'édition du livret.

DKC-62160

Généralisation des logs de fusion de patients en base de données.

DKC-62164 - (Associé au dispositif médical)

Correction de l'impression dans les saisies avancées des champs liés à des contextes à mettre à jour.

DKC-62188 - (Associé au dispositif médical)

Correction de la saisie d'administration directe avec plusieurs lignes de médicaments et l'option "associer un commentaire" activée qui affichait autant de demandes de commentaires que de lignes de médicaments.
Correction de la saisie d'administration directe via les saisies multiples qui n'affichait pas de demande de commentaire.

DKC-62274

Correction des requêtes sur les antibiotiques

DKC-62275

Affichage du texte "Indéterminé" si la catégorie n'est pas choisie pour les administrations directes dans une

saisie multiple.

DKC-62292

Correction de la saisie de paramètres manuels sur la grille Diane à minuit qui se faisait la veille.

DKC-62300

Correction de l'ordre d'affichage des colonnes dans la fenêtre de sélection du dossier du patient.

DKC-62393

Correction du non lancement des requêtes avec un tag inutilisé avec les requêtes standards du module de requêtes.

DKC-62397

Correction des courbes des paramètres physiologiques qui ne se redessinent pas au changement de jour en réanimation.

DKC-62409

Correction de l'arbre des requêtes qui ne coche pas les enfants à la coche d'un parent.

DKC-62433

Correction de la syntaxe de quelques requêtes.

Drivers

DKC-61662

Ajout de paramètres au driver PulsioCare (Pulsion Medical).

DKC-62328

Ajout de mapping au driver Mindray.

IOP

DKC-61630 - (Associé au dispositif médical)

Mise en lecture seule du bouton "Ordo Diane => Posos" dans le composant des traitements personnels et prémédications.

DKC-61672

Correction de l'utilisation du RPPS référent dans le cadre de l'export CCAM lorsque le RPPS du médecin exécutant n'est pas présent.

DKC-61763 - (Associé au dispositif médical)

Correction de l'export des documents vers EMED.

DKC-61861

Correction de la fenêtre de sélection patient qui causait une erreur lors de la deuxième ouverture de la fenêtre, dans le cas où la recherche patient depuis Emed est active.

DKC-61863

Modification de l'appel contextuel à des fins d'uniformités sur les identifiants utilisés pour les interfaces entre Diane et Emed.

DKC-62173 - (Associé au dispositif médical)

Prise en compte des masques sans tag lors de l'historisation et modification des valeurs par défaut pour la configuration de l'export dégradé.

DKC-62216

Utilisation de l'identifiant à la place du nom d'utilisateur lors de la transmission du contexte utilisateur dans l'appel contextuel AXCare.

DKC-62241

Ajout d'un message informatif lors de l'intégration des données avec Emed.

DKC-62247 - (Associé au dispositif médical)

Correction du problème de dimensionnement du navigateur (fenêtre flottante).

DKC-62439 - (Associé au dispositif médical)

Correction de l'envoi des antécédents qui n'étaient pas catégorisés et retrait du code "0" provenant d'Emed pour les allergies non structurées.

EVOLUTIONS

Circuit du médicament

DKC-59353

Il est désormais possible de paramétrer les informations patients affichées dans le plan de cueillette semi-global à l'aide de tags

No epic

DKC-60625

Ajout d'une fenêtre de diagnostic de performance du schéma corporel sur le portail Diane