

DIANE

A BOW MEDICAL brand

BM-DEV-EN-017 - Release note

Version 4.13.6.5

OS Supportés : Win10, Win11, WinServer2016, WinServer2019, WinServer2022. Vidal API Mini.: 2020.5.3
Vidal API Rec.: 2024.11.00 BCB API Mini.: 20180702

CORRECTIONS

Desktop client

DKC-62801

Correction de l'ordre des noms dans la fenêtre de choix du personnel responsable en réanimation.

DKC-63039 - (Associé au dispositif médical)

Correction permettant de charger un dossier ayant des données corrompues sur les signatures de prescriptions.