

DIANE

A BOW MEDICAL brand

Release note du dispositif médical

Version 4.1.3

OS Supportés : Win10, Win11, WinServer2016, WinServer2019, WinServer2022. Vidal API Mini.: 2020.5.3
Vidal API Rec.: 2024.11.00 BCB API Mini.: 20180702

CORRECTIONS

Desktop client

DKC-61895

Correction des messages indiquant le changement de poids/taille pour les prescriptions saisies via la fenêtre guidée.

DKC-62104

Correction d'un message indiquant à tort une incompatibilité d'unité lors de la saisie de volumes de culots.

DKC-62349

Correction d'une erreur lors de la prescription de retrait venant d'éléments de soins du schéma corporel.

DKC-62368

Correction des impressions d'ordonnances sécurisées pour les traitements et prémédications.

DKC-62478

Correction d'un dysfonctionnement de la recherche des feuilles d'ouverture dans le cas d'un dossier en visualisation.

DKC-62494

Correction de l'impossibilité d'avoir plus d'un modèle d'étiquette et optimisation du code d'impression des étiquettes médicamenteuses.

DKC-62554

Correction d'un problème de valeurs mal définies sur des médicaments issus de la base de données sur les médicaments Base Clause Bernard (BCB).

DKC-62567

Correction de lenteurs dues aux prescriptions survenant au changement de jour (à minuit).

DKC-62641

Correction d'un message d'erreur affiché à tort dans le cadre d'une modification de volume d'un débit d'administration directe avec un seul produit.

DKC-62659

Lorsque seul un CUSTOM TAG était présent dans une lettre type Word, le contenu de la lettre ne s'affichait pas.

DKC-62664

Correction de l'affichage des administrations liées au protocole Meynaar en regroupement par prescription dans la fenêtre de balance liquidienne.

DKC-62684

Le regroupement par Voie d'administration n'était plus fonctionnel la fenêtre "Autres posologies" .

DKC-62690

Correction de la saisie de commentaires de grande taille (dépassant 2 048 octets) dans l'onglet surveillance.

DKC-62697

Utilisation du nouveau menu pour les favoris de prescriptions à la demande depuis l'onglet de surveillance lorsque la clé est activée.

DKC-62715

Correction de la possibilité d'effectuer des signatures avec un utilisateur désactivé dans les modules Diane.

DKC-62744

Correction du libellé LAP des médicaments en provenance de la base de données médicamenteuses BCB pour les ordonnances sécurisées.

DKC-62761

Correction d'un résumé de prescription qui reprenait à tort l'état de l'occurrence dans le plan de soins et non celui de prescription.

DKC-62767

Demande de la signature à l'édition d'une lettre type à partir d'une saisie avancée nécessitant un rôle particulier pour être validée.

DKC-62793

Sécurisation de l'accès au serveur d'authentification.

DKC-62808

Correction de la gestion des PSE BBraun / DoseLink (transition mode AIVOC / Perfusion classique).

DKC-62820

Désactivation de la possibilité de faire des favoris de prescriptions à la demande de surveillance de paramètres physiologiques.

DKC-62854

Corrections de ralentissements lors du passage en mode déconnecté.

DKC-62886

Correction de la disparition du dernier sous-onglet des onglets Labo et Germes.

DKC-62887

Correction du menu en mode tactile qui affichait des esperluettes (&).

DKC-62907

Le message d'alerte lorsque le produit n'a pas de dosage n'est plus tronqué dans la fenêtre de prescription experte et il est désormais affiché dans la fenêtre de prescription guidée.

DKC-62941

Correction du bouton permettant d'ouvrir l'onglet concerné par un champ à saisir en consultation (pour les boutons switch et les groupes de cases à cocher).

DKC-62986

Correction de la gestion "perte de verrou" sur une saisie de plan de soins en cas d'annulation de la saisie.

DKC-62987

Correction de la traduction du choix "Autre" dans les groupes de cases à cocher des saisies avancées.

DKC-63039

Correction permettant de charger un dossier ayant des données corrompues sur les signatures de prescriptions.