

DIANE

A BOW MEDICAL brand

Release note du dispositif médical

Version 4.1.5

OS Supportés : Win10, Win11, WinServer2016, WinServer2019, WinServer2022. Vidal API Mini.: 2020.5.3
Vidal API Rec.: 2024.11.00 BCB API Mini.: 20180702

CORRECTIONS

Desktop client

DKC-63579

Correction d'un problème de gestion de bolus programmé (BBraun HL7).

DKC-63599

Ajout des informations patient (nom, prénom, date de naissance, IPP) dans le bandeau de la fenêtre « Détail de la balance liquidienne ».

DKC-63602

Correction du calcul de la quantité de diluant dans la fiche guidée, en mode débit et lors de la modification de la durée de perfusion.

DKC-63606

Correction de lenteurs à la saisie dans l'ancien composant DiaTraitement.

DKC-63609

Correction de la traduction de la planification journalière dans la fiche de prescription guidée.

DKC-63625

Correction d'un message d'erreur indiquant que la prescription sélectionnée ne correspond pas à la prescription en cours, lors du changement de jour de réanimation.

DKC-63660

Correction du verrou sur la modification des prescriptions réalisées dans la fiche de prescription guidée à partir d'un favori.

DKC-63700

Correction d'une erreur lors de l'utilisation, dans la fiche de prescription guidée, d'une étiquette associée à un médicament supprimé du livret thérapeutique.

DKC-63746

Ajout d'un filtre (case à cocher) pour les accès distants dans les logs Patients/Dossiers de l'historique des modifications des listes (module de configuration).

DKC-63787

Correction d'une anomalie à l'impression du compte-rendu via l'impression centralisée qui pouvait, dans certains cas, superposer deux lignes de texte.

DKC-63814

Correction d'un problème de mise à jour du contexte lors de la suppression d'un champ de saisie avancée.

DKC-63815

Correction d'un problème empêchant l'enregistrement des saisies avancées composées uniquement de sous-scores.

DKC-63842

Amélioration de l'affichage des champs Ax/Id dans le résumé des saisies avancées lors du survol des occurrences dans l'onglet Surveillance/Bloc.

DKC-63851

Lors de la liaison à un PSE, suppression de la ressaisie du contenant volumique et possibilité de valider directement l'étape de dilution.

DKC-63858

Correction d'un problème permettant de modifier les saisies avancées d'autres utilisateurs via un double-clic

dans l'historique.

DKC-63868

Correction d'une erreur affectant les favoris d'administration à la demande lorsque le poids et/ou la taille du patient ne sont pas renseignés.

DKC-63963

Correction d'un déclenchement incorrect de la validation des saisies avancées conditionnées à un rôle lors d'un clic sur le bouton d'impression.

Drivers

DKC-63934

Correction du driver PSE Agilia : résolution d'un problème d'unités et de valeurs erronées dû à des incompatibilités de taille de données.

EVOLUTIONS

No epic

DKC-63749

Remplacement du dialistmém "Allergie" par le Dia-allergie dans l'onglet de Surveillance. le Di-allergie permettant la saisie d'allergies structurées via appel à la banque des médicaments.

La présence du composant permet également de visualiser l'icône précisant si l'allergie renseignée sera prise en compte ou non dans l'analyse médicamenteuse.

☒ Enregistrer
 ☐ Annuler

Médicaments / Balance liquidienne

Patient Paramètres

Nom **TEST CRIS**
 Nom Usuel
 Prénom **4.14.5** 45 ans
165 cm **58** kg **F**
 Grp Sang / Rh
 ASA
 BSA **1,63** BMI **21,3**

Intervention

Allergies
 + Hypersensibilité au paracétamol
 - acariens

Anesthésie

Chronos

Saisies

lundi 22 juin 2026
16:51:31
 Echelle: 4 heures
 Poids **58**
 18/06 09:58:29
 D-ADREN

22/06 - 0
 15:15

SpO2 **95,4**
 18/06 10:00:35
 Fr(ecg)

PNI **100**
 Fr(ecg)

N.B: Compte tenu de la restriction d'affichage, lorsque des données sont cachées un icône s'affiche afin de le signaler. Et les informations sont disponibles au survol de l'allergie

Paramétrage: Aucun paramétrage nécessaire.