

DIANE

A BOW MEDICAL brand

BM-DEV-EN-017 - Release note

Version 4.14.5.1

OS Supportés : Win10, Win11, WinServer2016, WinServer2019, WinServer2022. Vidal API Mini.: 2020.5.3
Vidal API Rec.: 2024.11.00 BCB API Mini.: 20180702

CORRECTIONS

Desktop client

DKC-64337

Ajustement à 1800 secondes à la place de 300 secondes de la valeur maximale de la clé de paramétrage `AutoCloseRemoteHostTimeInSec` qui permet la fermeture automatique d'une fenêtre sur un poste miroir après une période d'inactivité.

DKC-64364

Correction des lettres type Word qui pouvaient dysfonctionner avec certains tags d'impression.

DKC-64368 - (Associé au dispositif médical)

Correction de l'initialisation des listes de valeurs pour les scores qui empêchait la saisie du score IGSII ainsi que la fermeture du dossier.