

DIANE

A BOW MEDICAL brand

Release note du dispositif médical

Version 4.1.5.1

OS Supportés : Win10, Win11, WinServer2016, WinServer2019, WinServer2022. Vidal API Mini.: 2020.5.3
Vidal API Rec.: 2024.11.00 BCB API Mini.: 20180702

CORRECTIONS

Desktop client

DKC-64368

Correction de l'initialisation des listes de valeurs pour les scores qui empêchait la saisie du score IGSII ainsi que la fermeture du dossier.